









**PANEL COMPARATIF DE LA MAJORITE DES AIGUILLES ET COMPATIBILITE AVEC LES STYLOS (11.2017)**

AIGUILLES POUR STYLOS et COMPATIBILITES				
Fabricant	Nom	Présentation (Longueur + diamètre)	Caractéristiques	Compatibilités (cf tableau de compatibilité)
YPSOMED	mylife Clickfine 	- 4 mm, 32G / 0,23mm - 6 mm, 31G / 0,25mm - 8 mm, 31G / 0,25mm - 10 mm, 29G / 0,33mm - 12 mm, 29G / 0,33mm	- 4mm/6mm/8mm avec pointe d'aiguille à 6 niveaux de biseautage - 10mm et 12 mm pointe à 3 niveaux de biseautage - Technologie à paroi fine pour un écoulement du médicament encore plus rapide - Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection optimal - « Click » audible indiquant un positionnement sûr - Boîte de 100 pces	- Compatible avec toutes les marques principales de stylos
	SECURISEE mylife Clickfine AutoProtect 	- 5 mm, 31G / 0,25mm - 8 mm, 29G / 0,33mm	- Mécanisme de verrouillage innovant pour se protéger des blessures par piqûre accidentelle d'aiguille - Canule cachée par un capuchon de protection bleu pour plus de confiance - Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximum - Indicateur rouge indique que l'aiguille a déjà été utilisée - Sécurité : <b>usage professionnel</b> - Boîte de 100 pièces	- Compatible avec toutes les marques principales de stylos
NOVO NORDISK	NovoFine 	- 6 mm, 31G / 0,25 mm - 8 mm, 30G / 0,30 mm	- Boîte de 100 pces	- Compatible avec les stylos Novo Nordisk - Compatibilité approuvée par Lilly pour ses stylos mais non testée par Novo Nordisk
	SECURISEE Novo Twist 	- 5 mm, 32G / 0,23 mm - 8 mm, 30G / 0,30 mm	- Fixation très simple par simple vissage - Click audible et tactile pour confirmer le verrouillage - Paroi très fine pour piqûre moins douloureuse - Boîte de 100 pces	- Compatible avec les stylos Novo Nordisk
BD (Becton Dickinson)	SECURISEE NovoFine Autocover 	- 8 mm, 30G / 0,25 mm	- Recouvrement de l'aiguille par un manchon dès la fin de l'injection pour empêcher les piqûres accidentelles - Marque rouge indique que l'aiguille a déjà été utilisée - Sécurité : <b>usage professionnel</b> - Boîte de 100 pces	- Compatible avec les stylos Novo Nordisk - Compatibilité approuvée par Lilly pour ses stylos mais non testée par Novo Nordisk
	BD Microfine Ultra 	- 4 mm, 32G / 0,23 mm - 5 mm, 31G / 0,25 mm - 8 mm, 31G / 0,25 mm - 12,7 mm, 29G / 0,33 mm	- Pointe à triple facettes biseautées Technologie Pentapoint® 5 biseaux - Revêtement siliconé pour le confort. Sans latex - Technologie « thin wall » (paroi fine) pour un plus gros débit (8 et 12,7mm) et « extra thin wall » easy flow pour les 4 et 5 mm - Boîte de 100 pièces	- Compatible avec toutes les marques principales de stylos

## PANEL COMPARATIF DE LA MAJORITE DES AIGUILLES ET COMPATIBILITE AVEC LES STYLOS (11.2017)

<p><b>BD (Becton Dickinson)</b></p>	<p><b>SECURISEE</b></p> <p>BD Autosshield Duo</p> 	<p>- 5 mm, 30G / 0,30 mm - 8 mm, 30G / 0,30 mm</p>	<p>- Aiguille avec double sécurité pour empêcher les piqûres accidentelles : verrouillage automatique de l'aiguille côté patient dès la fin de l'injection et capuchon orange de recouvrement côté stylo lors du dévissage de l'aiguille - L'indicateur rouge indique que l'aiguille a déjà été utilisée - Injection sans pli cutané avec 5mm - Sécurité : <b>usage professionnel</b> - Boîte de 100 pièces - Embase transparente permettant de visualiser la purge</p>	<p>- Compatible avec toutes les marques principales de stylos</p>
<p><b>B.Braun</b></p>	<p>Omnican fine Set</p> 	<p>- 4 mm, 31G / 0,25 mm - 6 mm, 31G / 0,25 mm - 8 mm, 31G / 0,25 mm - 10 mm, 30G / 0,30 mm - 10 mm, 29G / 0,33 mm</p>	<p>- Avec récipient pour déchets - Revêtement silicone pour le confort - Technologie « thin wall » pour plus de précision - Boîte de 100 pièces</p>	<p>- Compatible avec toutes les marques principales de stylos</p>

**TABLEAU RESUME DES COMPATIBILITES SYLOS-AIGUILLES**

Fabricant	Nom des aiguilles	Lilly		Astra Zeneca	Sanofi-Aventis		NovoPen 5	NovoPen Echo	Victoza	ClickStar	SoloStar
		KwikPen	HumPen	Byetta	FlexPen	FlexTouch Pen					
Ypsomed	MyLife Clickfine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MyLife Clickfine Autoprotect	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Novo Nordisk	Novofine	•	•	•	x	x	x	x	x	-	-
	NovoFine Autocover	•	•	•	x	x	x	x	x	-	-
	NovoTwist	•	•	•	x	x	x	x	x	-	-
BD	BD MicrofineUltra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BD Autoshield Duo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B. Braun	Omnican fine Set	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

- x Compatible
- Compatibilité non testée par Novo Nordisk mais approuvée selon test de Lilly. Pas de certificat ISO pour les compatibilités de Novo Nordisk. Ils ne recommandent pas l'utilisation de leurs aiguilles sur d'autres stylos que Novo Nordisk.
- pas de données disponibles, compatibilité non testée

**Références :**  
<http://www.diabetesgesellschaft.ch/fr/> ; <http://www.pharmavista.ch/>; Informations des divers fabricants, 2017

Document créé par N. Marcoz (07.2013). Validé par Dre Isabelle Hagon-Traub et Dr François Jomayvaz  
 Document révisé par N. Marcoz (06.2017). Validé par Dr Charly Buillard et Dre Isabelle Hagon-Traub.

Date de la prochaine révision : décembre 2018

